



#### ESPECIFICACIONES STD

- Silla de plástico para el baño.
- Uso como silla de ducha o bastidor independiente.
- Peso ligero



INSTALACIÓN EN WC



BASE FIJA



BASE CON RUEDAS



BASE CON RUEDAS BASCULANTE

# HTS SISTEMA DE HIGIENE

SISTEMA UNIVERSAL PARA EL BAÑO



Hts es una unidad de asiento multifuncional, es ajustable y cuenta con una amplia gama de accesorios. Se puede utilizar tanto en el baño como en la ducha.



ÁNGULO DEL RESPALDO AJUSTABLE



PROFUNDIDAD DE ASIENTO AJUSTABLE




SISTEMA PARA LA DUCHA



TRANSFERENCIA LATERAL



SOPORTE ANTERIOR MESA



CONTROLES DE TRONCO



**Medidas clave del usuario:** Altura.

**Pequeño:** 76-117

**Mediano:** 106-142

**Grande:** 127-188

CUADRO DE MEDIDAS	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE
ANCHO TOTAL	54	54	60
ALTURA DE ASIENTO (BASE FIJA)	38-55	38-55	43-57
ALTURA DE ASIENTO (BASE CON RUEDAS)	39-51	39-51	46-56
ALTURA DE ASIENTO (BASE CON RUEDAS BASCULANTE)	32-43	32-43	38-48
ANCHO DE ASIENTO	20/25/30	25/30/36	33/38/43
PROFUNDIDAD DE ASIENTO	20/23/25/28	29/32/34/37	37/39/42/44
ALTURA DE APOYABRAZOS	14,5	18	22
ANCHURA DEL RESPALDO	29	34	41
ALTURA REPOSAPIÉS	20-33	25-38	36-48
ALTURA DEL RESPALDO	42	50	62
ÁNGULO DEL RESPALDO		(-)6°, 6°, 18°	
ÁNGULO DE ASIENTO		(-)15°-15°	
EDAD	APROX. 2-6 AÑOS	APROX. 5-11 AÑOS	APROX. 11 AÑOS-ADULTOS
ALTURA USUARIO	76-117	106-142	127-188
CARGA MÁXIMA	34KG	68KG	113KG