

Action^{®4}
NG



Elegante, estável e com uma
excelente funcionalidade



A versão atual da **Action⁴_{NG}** foi desenhada para ter uma redução de peso de praticamente 1 kg em comparação com o modelo anterior. A **Action⁴_{NG}** consegue esta redução do peso enquanto mantém a funcionalidade excepcional. Com um sistema de cruzeta dupla, a **Action⁴_{NG}** oferece agora uma condução mais estável e fácil. Além disso, é fácil de configurar como os outros membros da Família **Action** e partilha os elementos de compatibilidade cruzada que tornam a família **Action** única.

- **Redução significativa do peso da cadeira**
- **Funcionalidade aumentada e novas opções**
- **Novo design com mais cores disponíveis**



Redução de peso significativo

Sem comprometer a funcionalidade - ou limitar a flexibilidade de ajuste da cadeira de rodas - o peso da **Action⁴_{NG}** foi reduzido em aproximadamente 1kg. Isto é, em parte, graças ao novo design da forqueta e fixação da roda traseira que são ambos feitos em alumínio. Esta alteração no design torna a **Action⁴_{NG}** ainda mais fácil de propulsionar e de pôr e tirar do carro para transporte.

Atenção ao detalhe

A equipa da Invacare redesenhou a **Action⁴_{NG}** em múltiplas áreas. O novo design da forqueta proporciona um look mais leve, a tela de encosto tem um design melhorado e as novas cores levam a **Action⁴_{NG}** ao próximo nível em termos de estilo. Pode verificar a nossa atenção ao detalhe em cada componente da cadeira, que reflete o nosso objetivo de promover estilo sem compromisso de funcionalidade.

Funcionalidade melhorada

As novas características tornam a **Action⁴_{NG}** ainda mais simples do que a sua antecessora. A alavanca para rebater o apoio de braços é de fácil utilização, facilitando as transferências do utilizador e o design do protetor de roupa foi otimizado com um recorte e uma proteção superior em espuma para permitir uma transferência mais suave (na versão regulável em altura).

O sistema do encosto patenteado, intuitivo e ajustável em ângulo com função rebatível também foi adicionado como opção, o que torna possível a otimização da posição do encosto. Além disso, a nova tela do encosto cobre agora os tubos do encosto para conforto aumentado, enquanto a faixa lombar é regulável em altura para permitir um posicionamento perfeito independentemente da altura da almofada. Adicionamos estas funcionalidades porque sabemos que os detalhes contam, todos os dias.

Fácil de personalizar e alterar

Apesar destas novas melhorias, a **Action⁴_{NG}** continua a ser completamente compatível com os restantes membros da Família **Action**, o que significa que todos os novos componentes da cadeira servem para os modelos anteriores.



Características e opções



Leveza

A **Action⁴_{NG}** tem um peso total de 14.7kg e um peso de transporte de 8kg (sem apoios de pernas, apoios de braços ou rodas traseiras). Com as rodas mais leves o peso total pode ser reduzido para 14kg.



Suporte da roda traseira

O novo suporte da roda traseira em alumínio combina leveza com funcionalidade.



Forqueta

A forqueta em alumínio tem um novo design que combina redução de peso com estilo.



Encosto dobrável e ajustável

O encosto é ajustável em ângulo através do sistema inovador - incorporado a partir da **Action⁵** - e permite um ótimo ajuste do ângulo do encosto enquanto o utilizador permanece na cadeira. O sistema de encarte único permite que os utilizadores rebatem o encosto para o assento para fácil arrumo ou transporte no carro. Além disso, a escala incorporada permite a definição mais precisa do ângulo do encosto para que seja personalizado ao utilizador.

Características e opções



Apoio de braços rebatíveis nr. 2 e nr. 3

Ambas as opções de apoios de braços conjugam agora uma característica de extração da alavanca e um recorte no protetor com proteção em espuma para facilitar as transferências de e para a cadeira. Além disso, o apoio de braços nr. 3 é também ajustável em altura.



Suporte para amputado

Ao oferecer ajustes de altura, ângulo e profundidade com um design aprovado e durável, este suporte rebatível é ideal para transferências.

Rodas dianteiras

Rodas dianteiras disponíveis em 5", 6" e 8" pneus maciços ou pneumáticos, com uma vasta opção de largura das rodas também disponível.

Um gancho brilhante e colorido permite a fixação da cadeira ao carro de forma simples e segura.



Propulsão com aro duplo

A versão com aro duplo é ideal para utilizadores hemiplégicos. As conexões telescópicas com mola podem ser removidas para que a cadeira de mantenha encartável.

Cinto pélvico

Estão disponíveis diferentes tipos de cintos pélvicos, incluindo cintos Bodypoint almofadados de 2 e 4 pontos.

Características e opções



Almofadas Matrix

Desde as almofadas básicas até ao topo de gama que é a almofada *Invacare Matrix Libra*, a Invacare oferece uma vasta variedade de almofadas de assento para acomodar várias necessidades. Os encostos *Invacare Matrix Elite* e *Elite Deep* vêm completos com o sistema de extração rápida EasyMount, que permite remover o encosto de forma rápida e simples quando a cadeira está encartada. Esta compatibilidade com a nossa gama extensiva de assentos e encostos põem o conforto e o suporte no coração da **Action⁴ NG**.



Apoios de pernas elevatórios com compensação

Estes apoios de pernas combinam uma boa compensação em comprimento com elevação entre 0-80°.

Encosto reclinável

O encosto reclinável tanto de forma mecânica como através de um pistão de gás permitem que os cuidadores façam ajustes rápidos na posição do utilizador.



Opções de apoio de cabeça e pescoço

Estão disponíveis opções de apoios de cabeça e pescoço - incluindo o premiado apoio de cabeça Elan - para dar ao utilizador um nível máximo de conforto e suporte.

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento	Profundidade do assento	Ângulo do assento	Altura do assento	Ângulo do encosto	Altura do encosto	Ângulo do chasis dianteiro
Auto-propulsão	380/405/430/ 455/480/505/ 555/605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°	325 - 510 mm	80° / 0° - 80°
Trânsito	380/405/430/ 455/480/505/ 555 / 605 mm	400 / 450 / 500 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30°/ - 15° - +15°	380 - 460 mm	80° / 0° - 80°

	Comprimento dos apoios de pernas	Altura do apoio de braços	Largura total	Largura total, encartada	Comp. total incluindo apoios de pernas	Comp. total sem os apoios de pernas	Altura total
Auto-propulsão	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 190 mm	305 mm	995 - 1170 mm	850 - 1025 mm	810 - 1040 mm
Trânsito	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	Seat width + 160 mm	265 mm	950 - 1050 mm	805 - 905 mm	910 - 1040 mm

	Max. inclinação	Raio Viragem	Peso max. utilizador	Peso total a partir de	Peso do componente mais pesado
Auto-propulsão	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.0 kg	8.0 kg
Trânsito	18°	850 mm	125 / 160 kg ¹	14.5 kg	11.7 kg



1. Versão Heavy Duty

Cores do chasis

Púrpura	Preto mate	Azul Pop	Vermelho mate	Nylon preto
				
Branco pérola	Cinza xisto	Verde elétrico	Preto antracite	
				

Tela do encosto

As cores reais podem variar das acima apresentadas.