



Facturado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Enviado a:
Nome:
Morada:
Localidade: Código postal:
E-Mail:
Tel: Fax:

Folha de Pedido:
Nº de pedido de Sunrise:



● = Standard □ = Opção com custo ○ = Opção sem custo

Os preços aqui referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Peso máx. utilizador Tamanho 1: 25 kg
Peso máx. utilizador Tamanho 2: 50 kg
Peso máx. utilizador Tamanho 3: 80 kg

		PVP
EQUIPAMENTO STANDARD		
Andarilho com Arnês de tronco flexível e suporte de ombros ajustável		
Armação inteligente com <u>rodas multifunções</u>		
ANDARILHO MYWAY (selecionar base de mobilidade + Arnês)		
Base de Mobilidade andarilho Myway		<i>Selecione o tamanho abaixo</i>
173-1600	<input type="checkbox"/> Base de Mobilidade MyWay Tamanho 1 - Para crianças de 1 a 5 anos	2.270,12 €
173-2600	<input type="checkbox"/> Base de Mobilidade MyWay Tamanho 2 - Para crianças de 4 a 11 anos	2.599,72 €
173-3600	<input type="checkbox"/> Base de Mobilidade MyWay Tamanho 3 - Para crianças de 9 a 18 anos	2.700,66 €
Arnês para andarilho Myway		<i>Selecione o tamanho abaixo</i>
173-4100-04	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 1 Roxo - Utilizadores de 1 a 4 anos, Cintura 460 a 560 mm	193,64 €
173-4200-07	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 2 Verde - Utilizadores de 2 a 6 anos, Cintura 500 a 600 mm	193,64 €
173-4300-02	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 3 Azul - Utilizadores de 5 a 9 anos, Cintura 550 a 650 mm	213,21 €
173-4400-09	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 4 Vermelho - Utilizadores de 8 a 12 anos, Cintura 600 a 700 mm	233,81 €
173-4500-06	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 5 Laranja - Utilizadores de 12 a 15 anos, Cintura 700 a 800 mm	264,71 €
173-4600-08	<input type="checkbox"/> Arnês MyWay Tamanho 6 Cinzento - Utilizadores de 16 a 18 anos, Cintura 800 a 900 mm	264,71 €
ACESSÓRIOS		
173-1671	<input type="checkbox"/> Selim Tamanho 1 (Recomendado para Myway Tamanho 1 e Tamanho 2)	190,55 €
173-2671	<input type="checkbox"/> Selim Tamanho 2 (Recomendado para Myway Tamanho 2 e Tamanho 3)	190,55 €
173-1667	<input type="checkbox"/> Apoio de braços Tamanho 1 (par)	100,94 €
173-2667	<input type="checkbox"/> Apoio de braços Tamanho 2 (par)	100,94 €
173-3667	<input type="checkbox"/> Apoio de braços Tamanho 3 (par)	105,06 €
173-1700	<input type="checkbox"/> Guias de tornozelos Tamanho 1 (par)	134,93 €
173-2700	<input type="checkbox"/> Guias de tornozelos Tamanho 2 (par)	134,93 €
173-3700	<input type="checkbox"/> Guias de tornozelos Tamanho 3 (par)	134,93 €
173-1680	<input type="checkbox"/> Apoio de cabeça (Tamanho único)	120,51 €
173-1691	<input type="checkbox"/> Asa para acompanhante Tamanho 1	187,46 €
173-2691	<input type="checkbox"/> Asa para acompanhante Tamanho 2	169,95 €
173-3691	<input type="checkbox"/> Asa para acompanhante Tamanho 3	169,95 €
173-1693	<input type="checkbox"/> Cinto de ligação acompanhante (Tamanho único)	<i>Requer asa de acompanhante</i> 61,80 €
173-1800	<input type="checkbox"/> Cintas para grua	32,96 €
PEDALEIRA MYWAY		
173-1750	<input type="checkbox"/> Pedaleira Myway com Smart Tech	<i>Para o andador MyWay Tamanhos 2 e 3</i> <i>IMPORTANTE selecionar abaixo o tamanho das sandálias</i> 745 €
173-2751	<input type="checkbox"/> Sandálias Tamanho 2 para Pedaleira Myway	154 €
173-3751	<input type="checkbox"/> Sandálias Tamanho 3 para pedaleira Myway	170 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dados técnicos da base	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3
Idade aprox.	1 a 5 anos	4 a 11 anos	9 a 18 anos
Altura de ombros (até ao solo)	635 a 920 mm	870 a 1190 mm	1070 a 1490 mm
Altura do selim (interior de pernas)	220 a 440 mm	400 a 610 mm	550 a 810 mm
Peso máx. utilizador	25 kg	50 kg	80 kg
Peso da armação	12 kg (A armação do tamanho 1 e o suporte postural superior não são separáveis)	6,5 kg	9,5 kg
Peso da unidade de apoio superior		10,5 kg	11 kg
Largura total armação	570 mm	670 mm	720 mm
Comprimento total armação	720 mm	850 mm	1100 mm

Tamanhos de arnês

	Tamanho 1	Tamanho 2	Tamanho 3	Tamanho 4	Tamanho 5	Tamanho 6
Cor	Roxo	Verde	Azul	Vermelho	Laranja	Cinzento
Idade aprox.	1 a 4 anos	2 a 6 anos	5 a 9 anos	8 a 12 anos	12 a 15 anos	16 a 18 anos
Cinto ao nível do umbigo	46 a 56 cm	50 a 60 cm	55 a 65 cm	60 a 70 cm	70 a 80 cm	80 a 90 cm
Peso máx. utilizador	50 kg	50 kg	50 kg	80 kg	80 kg	80 kg

Pedaleira MyWay

Altura de ombros

Para andariho MyWay Tamanho 2	Para andarihor MyWay Tamanho 3
770 a 1090 mm	970 a 1390 mm

IMAGENS



Arnês Tamanho 1 Roxo



Arnês Tamanho 2 Verde



Arnês Tamanho 3 Azul



Arnês Tamanho 4 Vermelho



Arnês Tamanho 5 Laranja



Arnês Tamanho 6 Cinzento



Selim



Apoio de braços



Pedaleira MyWay



Cintura de segurança



Apoio de cabeça



Cinto de ligação acompanhante



Asa para acompanhante



Cintas para grua